



SERVICIO DE PERSONAL Y RR.HH.

Unidad de Prevención de Riesgos  
y Salud Laboral

## NORMA TÉCNICA DE TRABAJO

### Desinfección gafas de seguridad

Ref.: NT-54  
Rev.: 0  
Fecha: 19/03/2020

Página 1 de 2

#### OBJETO

Esta norma se crea para indicar la correcta manera de desinfección de las gafas tras estar expuesto a un posible caso de COVID-19. Esta Norma Técnica se debe completar con la NT-52.

#### INTRODUCCIÓN

Las gafas de protección en el tratamiento de pacientes sospechosos o contagiados con el COVID-19 cumplen dos funciones:

- 1- Evitar, fundamentalmente, que el trabajador se toque los ojos con un guante infectado
- 2- Evitar el contacto con proyecciones de las gotitas de Flügge que puedan darse al hacer determinadas operaciones con el paciente (intubaciones, lavado bronqueo-alveolar, etc)

#### METODOLOGÍA

La desinfección de las gafas deberá realizarse con guantes y mascarillas quirúrgicas, justo antes de salir de la zona de aislamiento o en zona habilitada para ello.

Hay dos métodos de limpieza:

- 1- Mediante spray utilizando una disolución desinfectante. Se extiende sobre la zona expuesta a contagio y se deja que actúe durante 2-3 minutos
- 2- Mediante toallitas. Se repasa bien la superficie expuesta a contagio y se deja actuar durante uno o dos minutos

Seguir en cualquier caso las instrucciones indicadas por el fabricante del producto para diluciones y tiempo de extensión de la operación de limpieza.

La limpieza de la gafa se hará siempre inicialmente por la cara interna y posteriormente por la cara externa.



SERVICIO DE PERSONAL Y RR.HH.

Unidad de Prevención de Riesgos  
y Salud Laboral

## NORMA TÉCNICA DE TRABAJO

### Desinfección gafas de seguridad

Ref.: NT-54  
Rev.: 0  
Fecha: 19/03/2020

Página 2 de 2

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES, FORMAN PARTE DE LAS NORMAS DE PREVENCIÓN DEL I.A.S.S.

**Servicio de Prevención del IASS (horario oficinas)**

Técnicos de Prevención:	Alfredo Marty Teijeiro	922 843352/649 231349/2212 (int.)	amarty@iass.es
	David Herrera Morales	922 843256	dherrera@iass.es
Médico del trabajo:	Carlos Eduardo Martínez García	922 843340	emartinez@iass.es
Enfermera del trabajo:	Yanira Pérez Rodríguez	922 843339	yperez@iass.es